

# Rosidal® haft

## Kohäsive Kurzzugbinde



### Anwendungsbereiche

- zur Kompression der Extremitäten bei phlebologischen und lymphologischen Erkrankungen
- zur Behandlung von Ödemen
- zum Stützen und Entlasten des Kapselbandapparates
- nach Sklerosierung und venenchirurgischen Eingriffen

### Eigenschaften

- längselastisch (ca. 60 %)
- textilelastisch durch gezwirnte Kettfäden
- zuverlässiger Halt des Verbandes
- der Kompressionsdruck ist durch die hohe Stiffness gut tolerierbar
- hoher Kompressionsdruck bleibt über einen längeren Zeitraum erhalten
- mit Webkanten

### Produktzusammensetzung

99 % Baumwolle, 1 % synthetische Garne, mit einer mikropunktuellen Naturkautschuklatex-Beschichtung

## Rosidal® haft

5 m (gedehnte Länge)

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
<b>unsteril, einzeln in Faltschachtel</b>				
6 x 5	31973	10111462	1/48	SSB, EV
8 x 5	31974	10111479	1/32	SSB, EV
10 x 5	31975	10111485	1/42	SSB, EV
12 x 5	31976	10111491	1/24	SSB, EV
<b>steril, einzeln eingeschiegelt</b>				
8 x 5	31970	10111427	6/36	SSB, EV
10 x 5	31971	10111433	6/36	SSB, EV
12 x 5	31972	10111456	6/36	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16